

قودت لل Cd3 ناسن إلل داضم يرأف ةلېسننل دېح و داضم مسج In Vitro - P07766 ةيئاتل ايلخل زيفحت و يولخل

رصننعل مقرر: CM0009312



ةمدقم

فدهتسي يرأف ةلېسننل دېح و داضم مسج نم ققحتل مت. ةيرشبل CD3 epsilon ةلسلس طيشنن/زيفحتل و يولخل قودت لل هتېحالص CD3 عم لعافت. in vitro ةيئاتل ايلخل ايلخل او ةعانمل ملع ثاحبال بسانم. يرشبل ةيئاتل.

ديزمل فرعا

ةمعلملا	ةمقلا
جتنملا مسا	CD3 ناسن إلل داضم يرأف ةلېسننل دېح و داضم مسج
ةلېدل: اسمال/اتطاحالملا	T3E: TCRE: IMD18: CD3epsilon: CD3E دصتسم
عونلا	ناسن إلل
نيجال فرعم (ناسن إلل)	916
نيجال فرعم	916
نمنتمسملا	فلتؤم نيترورب
ردصملا	رافلا
ةفلا	ةلېسننل دېح و داضملا ماسحالا
قېططلا	in vitro ةيئاتل ايلخل طيشنن/زيفحت و (FC) يولخل قودتلا
لدابتل لعافتلا	ناسن إلل
SWISS	P07766
ينيتروربال نزول	نوتلاد وليك 23
نحشلا	جلتسيك