


Mouse Anti-Rabbit IgG (Fc) Monoclonal Antibody For Fc - P01870

رقصن عل مق ر: CM0004912



ةمدقم

ب طبترم رأف نم ةللسنل دىحو داضم مسج
IgG نم Fc ةقطنم فدهتسي ،ةدوجل يلاعو
هنم ققحتل مت ،(SWISS P01870) بنرأل
يلاثم .يولخل قفدتل سايق ي ف مادختسالل
تاصيخشتل ريوطتو ةيعانملا تاسيلاقملل

ديزملل فرع

راي علم	ةمىقلا
جتنملا مسا	Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
عونلا	بنرأ
GeneID (يرشب)	3500
دصتسملا	(P01870) (Fc) بنرأل IgG نم 96-323 ةينمألل صامألل عم قفاوتى لسلست ىلغ يوتحي بيكرتل داغم يجامدنا نيتورب
ردصملا	رأف
ةئفلا	ةللسنل ةديحو ةداضم ماسحأ
قيبطتلا	FC
عطاقتملا لعافتلا	بنرأ
SWISS	P01870
نيتوربلل نزو	35kDa
نحشل	جلت سيك