


IgG - داضم اليرأف الةليسننل يداحأ ال داضم ال مسجل ال P01870 - يقفدت ال يولخل سايق لل (Fc ةقطنم) يبنرأ ال مقرر: CM0006837 رصنع ال



ةمدقم

ب- نرتقم يرأف الةليسننل يداحأ داضم مسجل ال-IgG ال- Fc ةقطنم فدهتسي ةيعونل ال لع هتيجال ص نم ققحتل مت (P01870) يبنرأ ال فشكل يلاثم؛ يقفدت ال يولخل سايق لل في ةيبنرأ ال ةيعانم ال تاني لوبولغل ادمتعم ال تاقيبطتال و ةيعانم ال تاصوخل ةيولفل ةيعانم ال ل

ديزم ال فرع

رايعم ال	ةمق ال
جت نم ال مس	ال- داضم اليرأف الةليسننل يداحأ ال داضم ال مسجل ال (Fc ةقطنم) يبنرأ ال-IgG
عون ال	بنرأ
م (رشب) نجل الفرع	3500
يعانم دضتسم ال	(P01870) (Fc ةقطنم) يبنرأ ال-IgG ال- 323 لى 96 نم ةينمأ ال ضامأ ال عم قفاوت يلسلست لى ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	رأف
ةئف	ةليسننل ةيداحأ ةداضم ال مسجل ال
قيبطت ال	(FC) يقفدت ال يولخل سايق
لدابتم ال لعافت ال	بنرأ
SWISS	P01870
نيتورب ال نرو	نوتالاد وليك 35
نحش ال	جلت سيك