

Mouse IgG 2A Isotype Control - Isotype Control

رصدن عل مقو: CM0010304

ةمدقم

Mouse IgG 2a يلمصملا طمنلا في مكحتلا ةعومحم
رأفلا نم ةللسنلا دىحو داضم مسج يه 2a
يولخل قفدتلا سايقلا بلس مكحتك ةممصم
للقنو ةقدب ةباوبلا طبض في دعاست (FC).
ةثحبلا براجتلا في فلفلخلا نيولتلا

دىزملا فرع

راىعلملا	ةمىقلا
جتنملا مسا	Mouse IgG 2a isotype control
دضتسملا	بكركتلا داعم نيوتوب
ردصملا	رأف
ةئفلا	ةللسنلا ةدىحو داضم ماسجأ
قبطتلا	FC
نحشلا	جلت سيك