


Msr1 Rabbit Mab J. Wb, Elisa - P21757

رخصن عل مقرر: CM0007038



ةمدقم

ةل س ن ل د ح و د ا ض م م س ج و ه MSR1 Rabbit mAb
ت ا ل ب ق ت س م ف ش ت ك ي و ELISA و Western blot ل
ة ر ش ب ل ا (MSR1/CD204) 1 م ع ا ل ب ل ا ف ي ط ن ت
ن و ت ل ا د و ل ي ك ~50 د ن ع ة ذ ر ج ل ا و ة ر أ ف ل ا و
ب ل ص ت و ، ة و غ ر ل ا ا ي ا ل خ ل ا ن و ك ت ة س ا ر د ل ي ل ا ث م
ة ر ط ف ل ا ع ا ن م ل ا و ، ن ي ي ا ر ش ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	MSR1 Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
ع ا و ن ا ل ا	ن ا س ن ا
GeneID (ن ا س ن ا)	4481
GeneID	4481
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا MSR1 ل 1-100 ة ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ل ع ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا د ح و د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P21757
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	50kDa
ج ش ل ا	ج ل ت س ي ك