

**J- Msr1/Sra/Sr-A J- Wb، If-P،
Elisa - P21757**

CM0024234: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

فدهت سي ة ل ي س ن ال د د ع ت م ب ن ر ا د ا ض م س ج
ل ب ق ت س م / CD204 (ي ر ش ب ال MSR1 ن ي ت و ر ب
ذ ر ج ل و ر أ ف ل و ن ا س ن إ ل ع م ل ع ا ف ت ي . (A ل ا ب ز ل
ت E L I S A و I F - P و W B - ل ه ن م ق ق ح ت ال م ت
ة ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل) ف ل ت و م ن ي ت و ر ب : د ض ت س م ل
ث ا ب أ ل د ي ف م . (ي ر ش ب ال MSR1 م 90-274
ة ر ط ف ل ا ع ا ن م ل و ن ي ا ر ش ل ا ب ل ص ت

ديزمالا فرعا

معلومات	الاسم
مساحة العمل	MSR1 - لـ سيليكون ددعت مبنياً داصم مسج
نوع المادة / التركيب	SRA; SR-A; CD204; SR-Al; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-All; SR-Alll; MSR1
لون	بيضاء
وزن (كجم)	4481
ارتفاع	4481
وصف المنتج	(NP_619729.1) يربط MSR1 في تورب من 274-90 نيتروألأاضامألأعم قفاوتي لسلسلتي لي وتحتي فلتؤمي جامدن ديوتوب
ردص	بن
الفئة	سيليكون ددعت ماصم ماسجاً
التحليلات	WB، IF-P، ELISA
توافق مع المعايير	ذرجل ، رافا ، انساإلا
SWISS	P21757
النزول / التوزيع	50 مليل
تحضير	جلت سيك