

Mx1 Rabbit Pab - P20591

رصدن عل مقرر: CM0021127



ةمدقم

لـ طبارل Mx1 نيتوربل ةلېسنل ددعت م داضم ققحتل مت ، نوريفرتن إلاب ثحتسم الـ GTP عم لعافتـي . WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. لـ هـم ةعانمـل اثاـبـأل يـلاثـم . يرأفل او يرشبـل Mx1 ، تاسوريـلل ةـدـاضـمـل ةـيرـطـفـلـ

ديزمـل فرعـا

لماعـمـل	ةميـقـا
جتـنـمـل مـسا	MX1 Rabbit pAb
راعـتـسم مـسـا/تـاطـحـالـم	MX; MxA; IFI78; IFI-78K; IncMX1-215; MX1
عـاـوـنـالـا	ناسـنـا
GeneID (يرشبـ)	4599
GeneID	4599
دصـتـمـلـا	(NP_001171517.1) يرشبـل Mx1 م 200-300 ةنيـمـألـا صـامـألـا عـم قـفاـوتـي لـسـلـسـتـي لـعـي وـتـحـي بـيـكـرتـلـا دـاعـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب
ردصـمـلـا	بـنـرأ
ةـئـفـلـا	ةـلـيـسـنـلـا ةـدـعـتـم ةـدـاضـم مـاسـجـا
قـيـبـطـتـلـا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عـطـاقـتـمـلـا لـعـافـتـلـا	رأف ، ناسـنـا
SWISS	P20591
نـيـتـورـبـلـا نـزـو	76kDa
نـحـشـلـا	جـلـتـسـيـك