

J- Mylk3 J- Wb، If/Icc، Elisa - Q32Mk0

رخصنعلال مقرر: CM0026703

ةمدقم

فدهتسي ةلئسنللا ددعت م بنرأ داضم مسج MYLK3 (Cardiac-MLCK)، ل بسانم WB، IF/ICC، فشتك ي، رأفالو ناسنإلا عم لعافت ي؛ ELISA؛ للاثم .نوتلاد وليك 88 يلاوحب أنيتورب تاراشإو يبلقلال لئضعلال ميسقلال تاساردل زانكلال.

ديزملال فرعا

رايعلال	ةمئل
جت نملال مسا	J- MYLK3 ةلئسنللا ددعت م بنرأ داضم مسج
ىرخأ ءامسا/تاطحال م	MLCK; MLCK2; caMLCK; MYLK3
عونلا	ناسنإ
م (ناسنإ) نجلال فرعم	91807
نجلال فرعم	91807
دصتسملا	MYLK3 نيتورب نم 100-200 ةنيماألا صامألال قباطم لئسلست ىلغ يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب فلتؤم نيتورب (NP_872299.2).
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنللا ددعت م داضم ماسجأ
قئبطلال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتمال لعافتلا	رأفال، ناسنإلا
SWISS	Q32MK0
نيتوربلل ئئيزجلال نزولا	نوتلاد وليك 88
نحشلا	ديربت سيك ي ف