


Myot Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf9

رصدنعل مقرر: CM0026831



ةمدقم

ةلإاع بنرأل نم لئاسنل ةددعت مءاضم ماسجأ
يرشب ل نلليوي م فدهتست ةدوأل
و WB ةاقيبطل ةحص نم ققحتل م ت (MYOT).
رأف ل عم عطاقتل لعلافتل عم ELISA و IF/ICC
عميحتو ةالضعل ايلخ ةاحبأل ةيلاثم. ذرل او
ةالضعل.

ديزل فرع

لمإع ل	ةم.ق.ل
جت نمل م سا	MYOT Rabbit pAb
راعست م س/ا طاح ل م	MFMD3; TTID; TTOD; LGMD1; LGMD1A; MYOT
عاونأل	ناسن
GeneID (ناسن)	9499
GeneID	9499
دصت سمل	يرشب ل MYOT نم 259-314 ةني مأل صامأل عم قفاوت ل سلسل ةلغ يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب) فلتؤم نيتورب (NP_001129412.1)
ردص ل	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ةددعت مءاضم ماسجأ
قيبطل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعلافتل	ذرل، رأف، ناسن
SWISS	Q9UBF9
نيتورب ل نرو	55kDa
نحش ل	جلت سيك