

نيسونيداً لثيم-N6- ل يبنراً ةل يسننل ددعت م داض م سح ة فوصم ل و ، Elisa ، ة طقنل ة خطلل ، Merip ل (M6A) ة دي توي ل كونل

ر ص ن عل م قر : CM0000050

ة مدقم

ن ع ل ق ت س م ي ب ن ر ة ل يسننل ددعت م داض م سح
ه ت ح ل ص ن م ق ق ح ت ل م ، m6A- ل داض م ع ا و ن ل
، IF/ICC ، Elisa ، ة طقنل ة خطلل ، merIP- ل
ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م . ة دي توي ل كونل ة فوصم ل و
ري و ط ت و ي ب ي ر ل ي و و ن ل ض م ح ل ل ي د ع ت
خ س ن ل د ع ب ا م ت ا ص و ح ف

دي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ل ل
ح ت ن م ل م س ا	m6A / ن يسونيداً لثيم-N6- يبنراً داض م سح
راع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	m6A / ن يسونيداً لثيم-N6: m6A؛ ن يسونيداً لثيم-N6
(ن ا س ن ل ل) ن ج ل ف ر ع م	m6A
ي ع ا ن م ل ط ش ن م ل ا	m6A / ن يسونيداً لثيم-N6 ع م ق ف ا و ت ت ة ي ئ ا ي م ي ك ت ا ب ك ر م
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ي ر خ أ ة ل د ع م ة د ا ص م م ا س ح أ
ق ي ب ط ت ل ا	DB, IF/ICC, ELISA, merIP, ة فوصم م
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل	ع ا و ن أ ل ن ع ل ق ت س م
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك