


Nanog - Q80Z64 بنرألل ةللسنل دىحو داضم الم سجال

رصنعل الم مقر: CM0012146



ةمدقم

Nanog دض بنرألل نم ةللسنل دىحو داضم مسج يلزنم الم قودنصل نيتورب) رأفل ىدل تاينقتل هتيجالصل نم ققحتل م ت. (NANOG لخد يولخل قفدتل سايقو ChIP و WB و ELISA. يرشبل Nanog عم آيلداب لتعافتى. ايلخل ءاىأل ملعو ةيعذل ايلخل ثاىأل لىلثم. يئاملل.

دىزمال فرع

راىع الم	ةمىق الم
جت نم الم مسا	Nanog بنرألل ةللسنل دىحو داضم الم سجال
ةللدبلاء امسأل/اتاطحال الم	ENK: Stm1: ecat4: 2410002E02Rik
عون الم	رأفل
م (ناسلإل) نىجل فّرم	79923
نىجل فّرم	71950
يعانم الم دضتسم الم	(NP_082292.1) رأفل ىدل Nanog نم 160-305 ةينمأل اضاألل قباطم لسلست ىل عىوتحى فلتؤم يجامدن نيتورب فلتؤم نيتورب.
ردص الم	بنرأل
ةفء	ةللسنل ةدىحو ةداضم الم امسأل
قىبطت الم	ELISA, WB, ChIP, FC (ايلخل لخد)
يلداب لتعافتل	رأفل, ناسلإل
SWISS	Q80Z64
نيتورب الم نزو	نوتلاد وليك 34
نحش الم	جلت سىك