


Nlrp3 - Q8R4B8 ةليسننلا ديحو ينابنرألا داضملا مسجللا

مقرر: CM0007662



ةمدقم

ل- داضم ةليسننلا ديحو ينابنرألا داضم مسجل WB تاينقتل بسانم ،رأفلا تانيعل NLRP3 أرعشتسم NLRP3 دُعْي. ELISA و IP و IF/ICC و IL-1 β زارفإ mediating تسى باهتلالل آيسئير يلاثم .جمربملا يباهتلالل يولخلل توملاو ةيرطفلا ةعانملا ثاحبأل

ديزملل فرعا

ةمدقملا	ةمقلا
جتنملا مسا	NLRP3 ةليسننلا ديحو ينابنرألا داضملا مسجللا
تافدارملا/تاطحاللا	FCU: MWS: FCAS: Cias1: Mmig1: NALP3: Pypaf1: Ail/AVP: AGTAVPRL: NLRP3
عونلا	رأفلا
نحاسنلا (ناسنلا) فّرعم	114548
نحاسنلا فّرعم	216799
يعانملا دصتسملا	يرأفلا NLRP3 نم 1-150 ةينيألا صامألا قباطم لسلسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنل نيتورب فلتؤم نيتورب (NP_665826.1).
ردصملا	بنرألا
ةفلا	ةليسننلا ديحو ةداضملا ماسجالا
قيبطتلا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
بالصتلا لغافتلا	رأفلا
SWISS	Q8R4B8
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 118
نحشلا	جلت سيك