


- J- Nlrp3 J- Wb، If/Icc، Elisa - J- بنراً نم لئاسنل ددعتم داضم Q96P20

رصنع ال مقرر: CM0026163



ةمدقم

يلاع بنراً نم لئاسنل ددعتم NLRP3 داضم ELISA، و IF/ICC، تولب نرتستولل ةدوجل يذجل او، يرأفل، يرشبل NLRP3 عم لعافت ي طيشنت ةساردل يلاثم (~118 kDa). باهتلال تابارطضاو، IL-1 β زارف، موزامل فلنأل ياذل.

ديزمل فرعا

لماعلم	هميقل
جتنم المس	NLRP3 Rabbit pAb
ةراعتسم ءاسا/اطاحالم	Ali; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
عاونال	ناسنإ
نيجال فرعم	114548
دصتسملا	يرشبل NLRP3 نم 100-210 ةنيملأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل يوتحي بيكرتال داعم يجامدن نيوتوب (NP_004886.3)
ردصملا	بنراً
ةئفلا	لئاسنل ددعتم داضم
قيبطتال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتم لعاقتال	ذج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q96P20
نيوتوبال نزو	118 kDa
نحشال	جلت سيك