

J- P2Rx4 J- Wb, If/Icc, Elisa - Q99571

رصد: CM0029228



مقدم

J- P2RX4 جـ بناراً ةلاس نل ددعت ماضم مسج فطاخ ال P2X لبقتسم فدهتسي، يرش بل WB جـ هتيحالص نم ققحت ال م 4. نيروي بل يرش بل عم عطاقت لعافت عم ELISA و IF/ICC و ملعو ةنيوي ال تاونقل اثا ب ال يلاثم. رأفلاو باصع ال ملعو وعانم ال

ديزم الفرع

لماعم ال	همي ال
جتنم ال مسا	P2RX4 Rabbit pAb
راعتسم ال مسال / تاطحال م	P2X4; P2X4R; P2RX4
عون ال	يرش ب
يغ ال (يرش بل)	5025
يغ ال فزع	5025
يغانم ال طشنم ال	(NP_002551.2) يرش بل P2RX4 نيور بل 338 ل 55 نم ةنيوي ال ضام ال قفاوي لسلسل تي لع يوتحي فلتؤم يجامدن نيور ب
ردصم ال	بنرأ
ةف	ةلاس نل ددعتم ال داضم ال ماسج ال
قيبطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقت لعافت ال	يرأف، يرش ب
SWISS	Q99571
نيور بل نزو	نوتلاد وليك 43
نحش ال	جلت سيك