

Pan Cadherin J- Wb, Ihc-P, ن م ةل س ن ال ة د ح و دادضأ Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P33151 / P55283 / P39038

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0009306



ة م د ق م

ل ة د و ج ال ة ل ل ا ع ب ن ر أ ن م ة ل س ن ال ة د ح و دادضأ
Pan Cadherin ل ا ه ن م ق ق ح ت ال م ت WB, IHC-P, و
رأ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ت ا ن ي ر ه د ا ك ل ع فر ع ت ت ELISA.
ا ي ج و ل و ي ب و ا ي ا ل خ ل ا ق ا ص ت ال ا ح ب أ ل ة ل ا ث م
ة ي ر ا ه ط ل ا ي ا ل خ ل

د ي ز م ل ا فر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه ف ص ا و م ل ا
ج ت ن م ال م س ا	Pan Cadherin Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ا ت ا ط ا ح ال م	Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; Pan Cadherin
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م ن ج ال فر ع م (ن ا س ن ا)	999/1000/1001/1002
م ن ج ال فر ع م	999/1000/1001/1001/1002/12561
د ص ت س م ل ا	ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ال ة د ح و دادضأ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	رأ ف , ن ا س ن ا
SWISS	P12830/P19022/P22223/P33151/P55283/P39038
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	140 kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك