

دض بنرألل ةلئسننل ددعت م داض م سح (Pan Phospho-Serine/Threonine) - Pan P-S/T

رصننل مقرر: CM0000545

ةمدقم

دض بنرألل ةلئسننل ددعت م داض م سح
اياق ب نع فشكلل نئوئرث/نئيرئسوفسوف
هتحص نم ققحتلا م. ةرفسفملا S/T
عم، ELISA و (WB) نرئسوي و ةطل تاقئببطل
ربع قاطنل عساو عطاقت لعافت عقت
يلاثم. ىرخأ عاونأو ناذرلل و نارئلل و ناسنلإل
ىلع ةدمتعمل تاراشلإل تاراسم ةسارلل
ةرفسفل.

دئزل فرعا

ةمدعمل	ةمدقلا
جتنملا مسا	(Pan pAb) نئوئرث/نئيرئسوفسوف دض بنرألل ةلئسننل ددعت م داض م سح
نئجل فرعم	pan p-S/T
دضتسملا	ةرفسفم S و T ىلع يوتئى لسلست عم قفاوتئى عانطصا دئبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةرفسفم ةداض م سح
قئببطل	WB, ELISA
عطاقتل لعافتلا	(عساو قاطن عقت) ىرخأ، ناذرلل، نارئلل، ناسنلإل
نئشل	جلت سئك