

Wb، Ihc-P، Elisa - J- بنراً نم Par4 ةليسننل ديح و داضم مسج Q96Iz0

CM0005789: رصنع لاقر



ةمدقم

و ذ بن رأ ن م PAR4 ة ل ي س ن ل ا د ي ح و ا ض م م س ج ل ع ا ف ت ي . WB، IHC-P، ELISA- ل ة ل ع ا ة ي ص و ص خ ز ف ح م ن ي ت و ر ب و ه و ، ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل ا PAR4 ع م ض ا ر م أ ل ا و ا ط ر س ل ا ث ا ب أ ل ة ت ا م ت س ا ل ل ة ي ب ص ع ل ا ة ي س ك ن ت ل ا .

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	PAR4 Rabbit mAb
مستضد	PAR4; Par-4
نوع المستضد	إنسان
نوع المستضد (إنسان)	5074
نوع المستضد	5074
مستضد	PAR4 (Q96IZ0) يربط الـ PAR4 مع 241-340 من الـ PAR4. يربط الـ PAR4 مع 241-340 من الـ PAR4. يربط الـ PAR4 مع 241-340 من الـ PAR4.
مستضد	إنسان
نوع المستضد	إنسان، مريض
نوع المستضد	WB, IHC-P, ELISA
نوع المستضد	رأف، إنسان
مستضد	Q96IZ0
نوع المستضد	37kDa
نوع المستضد	جلت سيك