


و Ihc-P و Wb J- Parp3 دص يبناراً ةل يسنل ددعت ماضم مسج If/Icc و Elisa - Q9Y6F1

مصنوع ال مقرر: CM0030560



ةمدقم

فدهتسي يبناراً ةل يسنل ددعت ماضم مسج
يبرغل جهنم لاب لي لحتلل PARP3 (ARTD3)
ELISA و IF/ICC و IHC-P و (Western blot) يعانم ال
رأفل او ناسنل عم اللدابتم اللغات لعافت
يوونل ضمحل حالص إ ساردل ديفم. ذرل او
تافسوفل يئانث نيزونيدأ يداحأ ةلمعو
نوتلاد وليك 60 نزول. لي زوبيرل

ديزملا فرع

لماعمل	ةميقل
متمم ال مس	PARP3 Rabbit pAb
ةليدب ءامسا / تاطحال م	IRT1; ARTD3; ADPRT3; ADPRTL2; ADPRTL3; PADPRT-3; PARP3
عونل	ناسنل
م (ناسنل) لفرع	10039
ةعانم ال دلوم	PARP3 ل 533 ل 178 نم ةنيما ضامحأ لسلسل ةل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب (NP_005476.4)
ردصم ال	بنرأ
ةئف	ةل يسنل ددعت ماضم ال ماسجال
قيبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتم ال لعافت	ذرل، رأف، ناسنل
زمر SWISS	Q9Y6F1
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 60
نحش ال	جلت سيك