

نيرابتخالل Pax3 ل بنرأل نم ةلېسنل ايداحأ داضم مسج Wb وElisa - P23760

ررضنعل مقرر: CM0007575



ةمدقم

نم Pax3 ل داضم ةلېسنل ايداحأ داضم مسج نيرابتخالل هتيحالص نم ققحتل مت، بنرأل يرشب ال Pax3 عم لعافت ي. Western blot و ELISA. في في سيئرخسن لماع وهو، يذجل او يرأفل او تالضعل نوكتو يببصل فرعل روطت.

ديزل فرع

رايعل	هفصاومل
جتنملا مسا	بنرأل نم Pax3 ل ةلېسنل ايداحأ داضم مسج
ةراعتسملاء، امسأل/اتاطحالما	WS1: WS3: CDHS: HUP2: PAX-3: PAX3
عونل	ناسنإل
ناسنإل) نيحل فرعم	5077
نيحل فرعم	5077
يعانملا دضتسملا	(NP_852122.1) يرشب ال Pax3 نم 350-450 ةنيملأا ضامأل نم ضالسلست قباطي يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأل
ةئفلا	ةلېسنل ايداحأ داضملا ماسجال
قيبطتل	WB, ELISA
يلدابتل لعافت	ذجل، رأفل، ناسنإل
SWISS	P23760
نيئوربلل يئيزجل نزول	نوتلاد وليك 53
نحشل	جلت سيك