

Elisa و Wb - Jc Pcgf3 جليسنل ددعتم بنراً داضم مسج Q3Knv8

مصنوع الج مقرر: CM0025988

مقدم

نيتورب دض جليسنل ددعتم بنراً داضم مسج PCGF3 (RNF3A) يرشبل و هو نيتورب و هو نيتورب ف كراشي بموك يلوب وعومحم تحتص نم ققحتلا مت . تانوتسهل ليدعتو عم ELISA و (Western blot) بيبرغل عقبلل ثاحبأل بسانم . رأفل عم بلصت ملعافت ينيجالل قلختلا

ديزمل الفرع

راي عم الج	همي قل
جتنم الج مسا	جليسنل ددعتم بنراً داضم مسج PCGF3
يرغأ اسم/اتاطحال م	RNF3; DONG1; RNF3A; PCGF3
عون الج	يرشب
نيج الج فترعم (يرشب الج)	10336
نيج الج فترعم	10336
يعانم الج دصتسم الج	PCGF3 (NP_006306.2) يرشب الج نيتورب نم 1-242 يني مأل اصاحألل قباطم لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب
ردصم الج	بنراً
ةفل	جليسنل ددعتم داضم ماسج
قبيطت الج	(WB), ELISA (بيبرغل عقبل)
بلصت ملعافت الج	رأفل
SWISS	Q3KNV8
نيتوربل ليئيزج الج نزول	نوتالاد وليك 28
نحش الج	ج لث سيك