


Cd171/L1Cam ناسن إال داضم Pe ةليسننل ديحو داضم مسج P32004 - يولخلل قفدتلل

رصنعلال مقر: CM0011359



ةمدقم

PE - ب نرتقم يّ بنرأ ةليسننل ديحو داضم مسج
مت دقو، يرشبلل CD171/L1CAM فدهتسي
معددي. يولخلل قفدتلل هتيحالص نم ققحتلل
يولخلل قاصتللالاب ةقللعتلمل ثاحبال
تابارطضال او، غامدل روطتو، يصبصلا
L1CAM - ب ةطبتزل ةصبصلا

ديزل فرعا

رايعملا	هميالا
جتنملا مسا	PE Rabbit anti-Human CD171/L1CAM ةليسننل ديحو داضملا مسجلا
ةراعتسملا ءامسال/اتطالالملا	S10: HSAS: HYCX: MASA: MIC5: SPG1: CAML1: CD171: HSAS1: N-CAML1: NCAM-L1: N-CAM-L1
عونلا	ناسنالا
نيجال فّرم	3897
نيجال فّرم	3897
يعانملا دضتسملا	CD171/L1CAM نم 20-1120 ةنيئمالا ضامالال لباقي لسلسلت يلع يوتحي فلتؤم يجامدنل نيوتوب (NP_000416.1).
ردصملا	بنرال
ةئفلا	ةليسننل ةديحو داضملا ماسجالا
قبيطتلا	FC
بلاصلتلمل لعافتلا	ناسنالا
SWISS	P32004
نيوتوبال نزو	140kDa/139kDa
نحشلا	جلت سيك