

يرأف ال Cd69 ل داضم ال ةليسننل يداحأ ال داضم ال مسجل يولخل سايق لل (Pe) نيرثي Coإيفي ال عم قفارت ال P37217 - قفدت ال باب

رصنن ال مقرر: CM0008528

ةمدقم

قفارت م بنارأل ال نم ةليسننل يداحأ داضم مسجل يرأف ال CD69 ب صاخ، (PE) نيرثي Coإيفي ال عم هتيحالص نم ققحت ال م ت (SWISS P37217) ةساردل يلاثم. قفدت ال باب يولخل سايق لل ايلخل نزاوتو ةيئات ال ايلخل طيشنت ةيغانم ال.

ديزمال فرع

ةمدقم ال	ةمي ال
جتنم ال مس	PE Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
ةليدب ءامسا / تاطحال م	AIM; VEA; 5830438K24Rik
عون ال	رأف ال
مجي ال فرع م	969
مجي ال فرع م	12515
يغانم ال دصتسم ال	CD69 يرأف ال (NP_001028294.1) نيرثي وروب نم 199 ل 64 نم ةيني مأل صامحال عم قفاوت لسلست يلغ يوتحي فلتؤم يجامدن نيرثي وروب
ردصم ال	بنرأل
ةف ال	ةليسننل يداحأ ال داضم ال ماسحال
قيبطت ال	FC
لدابت ال لعافت ال	رأف ال
SWISS	P37217
نيرثي وروب ال نزو	نوتلاد وليك 22
نحش ال	جلت سيك