

Pe Mouse Anti-Human Cd56 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P13591

رقم المنتج: CM0011175



مقدمة

PE-conjugated mouse monoclonal antibody against human CD56 (NCAM1), validated for flow cytometry (FC). A reliable tool for studying natural killer cells, neural adhesion, and viral entry mechanisms. - P13591

معلومات إضافية

اسم المنتج	معلومات
اسم المنتج	PE Mouse anti-Human CD56 mAb
مستضد / مستضدات	CD56; NCAM; MSK39
نوع الخلية	Human
رقم المنتج	4684
نوع المنتج	Synthetic peptide A synthesized peptide derived from human CD56
نوع المنتج	Mouse
نوع المنتج	Monoclonal Antibodies
نوع المنتج	FC
نوع المنتج	Human
SWISS	P13591
نوع المنتج	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
نوع المنتج	Ice bag