

Pe Mouse Anti-Human Cd56/Ncam1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P13591

رقم المنتج: CM0004433



مقدمة

PE Mouse anti-Human CD56/NCAM1 monoclonal antibody for flow cytometry applications. Detects the 95 kDa neural cell adhesion molecule 1 (NCAM1), which is involved in neuron adhesion and viral entry. Cross-reacts with human.

معلومات إضافية

اسم المنتج	معلومات
اسم المنتج	PE Mouse anti-Human CD56/NCAM1 mAb
مستضاد / مستضاد	CD56; NCAM; MSK39
نوع الخلية	Human
رقم المنتج	4684
مستضاد	Recombinant protein of human CD56/NCAM.
نوع المنتج	Mouse
نوع المنتج	Monoclonal Antibodies
نوع المنتج	FC
نوع المنتج	Human
SWISS	P13591
نوع المنتج	95kDa
نوع المنتج	Ice bag