

Pe Mouse Anti-Human Tcr Vδ2 Monoclonal Antibody For Fc - P04234

رصدن عمل مقرر: CM0011013



مقدم

مستجلا اذه ،ايالخل قفدتل هنيستحت مت
نم PE عم قفارتمل ةليسننل ديحو داضملا
اليلحت رفوي يرشبل ال TCR Vδ2 دض رأفل
ةيعونو ةيئاتل ايلخل تاومومل أقووم
ثاأبالا ي ةيرشبل تانيعلل ةيلاع
اتلد/اماغ T ايلخل تاساردل يلاثم وهو ،ةيعانملا

ديزمل فرع

لماعمل	هميول
جتنملا مسا	PE Mouse anti-Human TCR Vδ2 mAb
راعستم مس/اتاطحال م	TCRD; TRD@; TCRDV1
عاونالا	ناسنإ
نيجال فرع م (GeneID)	6964
دصتسملا	يرشبل ال TCR Vδ2 نم بيكرتلا داعم نيئورب
ردصملا	رأف
ةئفلا	ةليسننل ةديحو داضم ماسأ
قبيطتلا	FC
عطاقتمل لعافتلا	ناسنإ
SWISS	P04234
نيئوربلا نزو	19kDa
نحشلا	جلت سيك