

ٲيرشب الـ CD123 لـ ءاضم بنرأ ءليسنن الـ ءيحو ءاضم ماسجأ Pe - P26951 عم ءق فارتم

مصنوع الـ مقرر: CM0004072



ءمءقم

ق فارتم بنرأ الـ نم ءليسنن الـ ءيحو ءاضم ماسجأ
لبقتسم) ٲيرشب الـ CD123 فءهتسي PE عم
هتص نم ققحت الـ مء. (الـ 3-نيكولرتن
اذه فشءكي ءيحي، ٲولء الـ قفءءل سايقل
ايلء الـ لعل لصلأ الـ CD123 ءاضم الـ ماسجأ
ءيءء ءي فءب الـ مءءي امم، مءلل ءنوكم الـ
ايميكولل صيخشءل ءو ءيغءنم الـ زرءل

ءيزم الـ فرع

راي عم الـ	ءميقل
ءنم الـ مسا	PE عم ءق فارتم ٲيرشب الـ CD123 لـ ءاضم بنرأ ءليسنن الـ ءيحو ءاضم ماسجأ
سءاء اسماءءاطء الـ م	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
ءون الـ	ٲيرشب
مءي الـ فرع م	3563
مءي الـ فرع م	3563
يغءنم الـ ءصءم الـ	(NP_002174.1) ٲيرشب الـ CD123 نم 1-378 ءنيءم الـ صءاء الـ عم قءاوءي لسلست لعل ءيوءءي فءلءؤم يءامءن ءيوءرب: فءلءؤم نيءرب
رءصم الـ	بنرأ
ءءالـ	ءليسنن الـ ءيحو ءاضم ماسجأ
قبيءطء الـ	(FC) ٲولء الـ قفءءل سايقل
عءاءءم الـ لعءاءء الـ	ٲيرشب
SWISS	P26951
نءرب الـ لـ ءيءءء الـ نءولـ	نوءلء ءليكي 43
نءءش الـ	ءلء سكي