

دص Pe - ب قفارت م الي بنرأ ديحو داضم الم مسج Cd158A/Kir2DL1 - ي قفدت الي ولخ الي سايق لل يرشب الي CM0009690: رصن ع الم قر



ةمدقم

ب قفارت م الي بنرأ ديحو داضم الم مسج
يرشب الي ني تورب الي فدهت سي PE
طبثم الم لبقتسم الي (CD158a/KIR2DL1)
نم ققحت الم ت (ةيعي بط الي لتاق الي الي ل)
(FC)، ي قفدت الي ولخ الي سايق لل هتي حالص
بسانم . يرشب الي عم لدابت م لكشب لعافتو
ة لتاق الي الي ل ا ب ة صا الي ة انم الم ثا ب أ
ةيعي بط الي .

ديزم الي فرع

ةمدق الم	ةمدق الي
جتنم الم سا	PE - ب قفارت م يرشب الي CD158a/KIR2DL1 دص (mAb) ة لي سنن الي ديحو ي بنرأ داضم م مسج
ةلي دب ءامس / تاطح الم	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
عون الي	يرشب
رشب لل) ني ج الي فرع م	3802
ني ج الي فرع م	3802
يعانم الم دصتسم الي	CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) يرشب الي ني تورب الي م 245 ي ل 22 م ة ني م الي ا ضامح الي عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي فلتؤم ي جاندن ني تورب
ردص الم	بنرأ
ةف	ة لي سنن الي ديحو داضم الم ماسح الي
قي بطت الي	FC
لدابت م لعافت الي	يرشب
SWISS	P43626
ني تورب الي نزو	نوتلاد وليك 39
حش الي	جلت سيك