

Pe J- Fc يرش ب ال Cd167A/Ddr1 دض ةل س ن ال يداح ا داض م ب ن ر أ - Q08345

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0010222



ة م د ق م

PE عم ق ف ار تم ب ن ر أ ال نم ةل س ن ال يداح ا داض م نم ق ق ح ت ال م ت ، يرش ب ال CD167a/DDR1 دض ق ا ط ن ل ب ق ت س م . (FC) ا ي ا ل خ ل ق ف د ت ل ه ت ح ص ن ي ز و ر ي ت ل ز ا ن ي ك و ه و ، 1 ي ر ا ه ط ل d i s c o i d i n و ز غ ي ف i m p l i c a t e d ي ، ن ي ج ا ل و ك ل ا ب ط ش ن م ل ا ة ج س ن أ ل ل ي ك ش ت ة د ا ع ا و ة ن ا ط ر س ل ا ي ا ل خ ل .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	يرش ب ال CD167a/DDR1 دض ةل س ن ال يداح ا داض م ب ن ر أ PE
ة ر ا ع ت س م ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
ع ا و ن أ ل	ن ا س ن ا
م ن ج ل ف ر ع م (ن ا س ن ا)	780
م ن ج ل ف ر ع م	780
د ض ت س م ل ا	(NP_054699.2) يرش ب ال CD167a/DDR1 نم 21-416 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ا	ة ل س ن ال ة ي د ا ح ا د ا ض م م ا س ا ح ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q08345
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	101kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك