

Pe - Fc - J- يرش ب ال Cd177 - ل- ة ل ي سن ال ي داح ا داض م ب نرأ Pe Q8N6Q3

مقرر: CM0005371

مقدم

PE عم ق فارت م ب نرأ ال نم ة ي ب سن ال ي داح ا داض م ه ماد خت س ال (NB1/PRV-1) يرش ب ال Cd177 دض ن ع ف ش ك ل ل م م ص م . ي ول خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ي ف ل ع ا ف ت ي ؛ ة ب ب ح م ل ا ي ا ل خ ل ت ا ع و م ح م ي ل ع Cd177 ب س ا ن م . ن ا س إ ل ا ع م ب ل ا ص ت م ل ك ش ب ط م ن ل ا د ي د ح ت و ة ث ح ب ل ت ا ق ي ب ط ت ل ل ي ع ا ن م ل ا .

ديزمل الفرع

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	يرش ب ال Cd177 - ل- ة ل ي سن ال ي داح ا داض م ب نرأ PE
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م ج ل ا ف ر ع م (ن ا س ن ا)	57126
م ج ل ا ف ر ع م	57126
د ص ت س م ل ا	CD177 (NP_065139.2) يرش ب ال نم 22-407 ه ي ن ي م أ ل ا ص ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ه ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح ا د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q8N6Q3
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	15kDa/27kDa/46kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك