

يرشب الـ Cd200R - ل داضم يبنراً ةليسننل ديحو داضم مسج Q8Td46 - يقفدت الـ يولخل سايقلل Pe - ل اب موسوم

رصنع الـ مقرر: CM0008739



ةمدقم

لـ اب نرتقم يبنراً ةليسننل ديحو داضم مسج (OX2 ل بقتسم) يرشب الـ CD200R - ل داضم PE يولخل سايقلل يف مادختس الـ قدصم يطم نل اعانم الـ فينصت لل يلاثم . يقفدت الـ شيتفت الـ طاقن تاراسم فاشكتساو نزول . ماروأل او باهتلال اءا ب أ يف ةيعانم الـ : يعون الـ لعافت الـ ؛ نوتلاد وليك 37 : ئيئيج الـ يرشب الـ عم .

ديزم الـ فرع

ةمدقم الـ	ةمدقم الـ
جتم الـ مس	يرشب الـ CD200R - ل داضم PE يبنراً ةليسننل ديحو داضم مسج
ةليدب ءامسأ / تاطحالـ م	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRT2
يويحل الـ عون الـ	ناسن
م (رشب لل) نيحل الـ فرع م	131450
يعانم الـ دصتسم الـ	(NP_740750.1) يرشب الـ CD200R ني تورب نم 240 ل 29 نم ةيني أا اءا ل لباقم لس لسست يلع يوتحي فلتؤم يءامدن ني تورب
ردصم الـ	بنراً
ةئفـ	ةليسننل ةديحو داضم الـ ماسج الـ
قبطت الـ	(FC) يقفدت يولخل سايق
عطاقم الـ لعافت الـ	رشب الـ عم
زمـ SWISS	Q8TD46
ني تورب الـ نزو	نوتلاد وليك 37
نحش الـ	جلت سيك