


Cd300 A/C رشبلل داضم يبنراً ةلئسنل يداأ داضم مسج Q9Ugn4 / - يولخل قفدتل سايق ةئنقتل Pe عم قفارت م Q08708

ررضنعل مقرر: CM0012054



ةمدقم

عم قفارت م يبنراً ةلئسنل يداأ داضم مسج
PE عم قفارت م CD300a/c رشبلل (IRC1/IRC2,
CLM-8) يولخل قفدتل سايق ةئنقتل
رشبلل عم لدابت مل هلغات نم ققحتل
تاساردل او يعانم الم يرهظلل طمنلل بسانم
ةيعانم الم ايلخلل ةئففظول

ديزملا فرع

لماعل	ةمقلا
جت نمل مسا	PE عم قفارت م CD300 a/c رشبلل داضم يبنراً ةلئسنل يداأ داضم مسج
ةلئب ءامس/أتا طحالم	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
عونل	يرشب
م فرع (يرشب)	11314/10871
ن فرع	11314/10871
مضتسم الم (Immunogen)	رشبلل CD300a نم 18-178 ةئئمل الم صامأل عم قفاوتل لسلست لىل عوتحي بيكرتل داغم يجامدن ني تورب (NP_009192.2).
رضم الم	بنراً
ةئل	ةلئسنل يداأ داضم ماسج
قئبطتل	(FC) يولخل قفدتل سايق
لدابت مل لغاتل	يرشب
SWISS	Q9UGN4/Q08708
نئ تورب الم نزو	نوتلاد وليك 33
نشل	جلت سيك