


يرشب الـ Cd352/Slamf6 لـ داضم ةلـيـسنـلـ دـيـحـو بـنـرأـ Pe Fc - Q96Du3 ةيـنـقـتـلـ

رـصـنـعـالـ مـقـر : CM0011073



ةمدقم

PE - ب قفارت م بنرأل نم ةلـيـسنـلـ دـيـحـو داضم
م م ص م . يرشب الـ CD352/SLAMF6 لـ ص ص م
ثا ح ب أ ي ف ي ولـخـل ق فـدـتـل س ا ي ق ت ا ق ي ب ط ت ل
ل ع ا ف ت ل ن ع ر ي ر ا ق ت د ج و ت ال . ةيـعـانـمـلـ ا ي ا لـخـل
ن و ت ل ا د و ل ي ك 24-37 . يـرـخـأ ع ا و ن أ ع م ع ط ا ق ت م لـ

ديـزـمـالـ فـرـعـا

رأي عم الـ	همي الـ
ج ت م الـ م س ا	يرشب الـ CD352/SLAMF6 لـ داضم ةلـيـسنـلـ دـيـحـو بـنـرأـ PE
راع ت س م س ا / ا ط ا ح الـ م	KALI, NTBA, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
ع و ن الـ	ناسن ا
م ن ج الـ ف ر ع م	114836
م ن ج الـ ف ر ع م	114836
د ص ت س م الـ	(NP_001171643.1) يرشب الـ CD352/SLAMF6 م 24-215 ةيـنـمـأـلـ ص ا م ا لـ ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م الـ	ب ن ر أ
ة ئ ف الـ	ةلـيـسنـلـ ة د ي ح و ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت الـ	FC
ع ط ا ق ت م لـ ل ع ا ف ت الـ	ناسن ا
SWISS	Q96DU3
ن ي ت و ر ب الـ ن ز و	24kDa/37kDa
ن ح ش الـ	ج ل ث س ي ك