


قودت ل يرش بل الـ CD38 لـ ةل س ن الـ يداح ا داضم ب ن ر أ Pe ايال خ ل - P28907

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0008369



ة م د ق م

PE عم ق فارت م ب ن ر أ ل ن م ةل س ن الـ يداح ا داضم
ايال خ ل قودت ل م م ص م ، يرش بل الـ CD38 دض
وهو ، يرش بل الـ CD38 ل ع د د ح م ل ك ش ب فر ع ت ي
ي ف ك ر ا ش ي ف ئ ا ط و ل ا د د ع ت م ل ب ق ت س م و م ي ز ن ا
ي ل ا ث م . ي ع ا ن م ل م ي ط ن ت ل ا و م و ي س ل ا ك ل ا ت ا ر ا ش ا
ة ي ع ا ن م ل ا ث ا ح ب أ ل ل .

دي ز م ل فر ع ا

ل م ا ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ا م س ا	يرش بل الـ CD38 لـ ةل س ن الـ يداح ا داضم ب ن ر أ PE
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
ع ا و ن أ ل	ن ا س ن ا
م ن ي ج ل فر ع م	952
م ن ي ج ل فر ع م	952
د ض ت س م ا	(P28907) يرش بل الـ CD38 ن م 300-43 ة ي ن م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ا	ب ن ر أ
ة ف ا	ةل س ن الـ يداح ا داضم
ق ي ب ط ت ل	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل	ن ا س ن ا
SWISS	P28907
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	34kDa
ح ش ل	ج ل ت س ي ك