

دض Pe - بة ل ص و م ل ب ن ا ر أ ل ن م ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج  
P16150 - ي ق ف د ت ل س ا ي ق ل ا ب ل ي ل ح ت ل ل ي ر ش ب ل Cd43

**CM0005033: رصنع لاقر**

## مقدم

ةلصؤملا بنارألل نم ةلپسنلا ديو داضم مسج  
 ف ماذختسالل قدصم یرشبل ال CD43 دض PE ـ ب  
 یل ع فرعتی . (FC) یقفدتلا سایقلا  
 نیتورب وهو ، یرشبل ال نیلایسوكیلجل  
 ااضیبل التایركلل یسیئر یحطس یلایس  
 اهتجه وه ةئیاتلا ایالخل طیشنن ف کراشی  
 ایالخل حملالم دیحتو ةعانملا تاساردل یلاثم  
 ةیوافمیلل .

## ديزمل فرعا

[illegible]