

Pe - P16070 - Fc - J- يرشب ال Cd44 - ل ةليسنن ل يداح ا داضم بنرأ
رصننل مقرر: CM0010630



ةمدقم

PE عم قفارت م بنرأل نم ةي بسنل يدا ح أ داضم
قفدت ةي نقت لبسانم ، يرش بل CD44 دض
CD44 دضتسم ىل ع فرعتي . (FC) اىل خال
، اىل خال قاصتلا ةساردل يلاثم ؛ يرش بل
ةعانم لاثا حبأ ي ف ةي وافم لل ةدوعالو ، ةرجهالو
ناطرسلالو .

ديزملا فرعا

معلومات	الاسم
اسم المنتج	CD44 - جليسينيل إيداج داصم بنرا PE
معلومات عامة	CD44 داصم بنرا؛ Pgp1؛ MIC4؛ MDU3؛ MDU2؛ MC56؛ LHR؛ IN؛ HUTCH-I؛ HCELL؛ ECMR-III؛ CSPG8؛ CDW44؛ CD44
الوزن	ناسن
الوزن (ناسن)	960
الوزن	960
الوزن	(NP_000601.3) يرشيب الـ CD44 نم 178-20 في نيم ألام حاضراً عم قفاوت ي لسلسلتي عل يوتحي بيكرت ال داصم يجامدنا نيتورب
الوزن	بنرا
الوزن	جليسينيل إيداج داصم ماسج
الوزن	FC
الوزن	ناسن
SWISS	P16070
الوزن	82kDa
الوزن	جلت سيك