


Pe- Lab موسؤم الب نارأل نم ةل س نل د ح و داض م لسج ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل Cdkn2A/P16Ink4A يرش ب ل ن ي ت و ر ب ل دض ل خ ا د ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل P42771 / Q8N726 - (ة ل ل خ ل ل خ ا د) ي و ل خ ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0009952



ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ب ن ا ر أ ل ن م ة ل س ن ل د ح و داض م لسج
يرش ب ل ن ي ت و ر ب ل ف د ه ت س ي P E - ب
ل خ ا د ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل CDKN2A/p16INK4a
ي س ي ئ ر ي م ر و ط ب ث م ن ع ف ش ك ي . ا ي ا ل خ ل
ث ح ب ل م ع د ي ا م م ، ة ي و ل خ ل ة ر و د ل ل ط ب ث م و
ت ا ص ي خ ش ت ل ر ي و ط ت و ي ن ا ط ر س ل

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	يرش ب ل Cdkn2A/p16INK4a دض PE- Lab موسؤم الب نارأل نم ةل س نل د ح و داض م لسج
ة ر ا ع ت س م ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
ع و ن ل ا	يرش ب
م ر ش ب ل ل ف ر ع م	1029
ن ي ج ل ف ر ع م	1029
ي ع ا ن م ل دض ت س م ل ا	CDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1) يرش ب ل ن ي ت و ر ب ل ل 156 ل ا 1 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ا ف ا	ة ل س ن ل ة د ح و داض م ل م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	(ة ي ل ل خ ل ل خ ا د) ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	يرش ب
ز م ر S W I S S	P42771 / Q8N726
ن و ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 16
ل ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك