


سايقل يرش ب ال Cpt1A - ل داضم ةل يسننل يداح داضم ب نرأ Pe P50416 - ايالخل ل خاد يولخل قفدتل

رصنعل مقرر: CM0008721



ةمدقم

PE عم قفارت م ب نرأل نم ةل يسننل يداح داضم
م ت، (CPT1-L) يرش ب ال CPT1A فدهت سي
يولخل قفدتل سايقل هتحص نم ققحتل
recombinant (aa 520-
720) ت دضتسم. ايالخل ل خاد
تاساردل بسانم. يرش ب ال CPT1A فشكي؛
ةنه دلل ضامألل يئاذغل لئثمتل
ايردنوكوت يملل او.

ديزملا فرع

لماعمل	ةمقلا
جت نم لم سا	يرش ب ال CPT1A - ل داضم ةل يسننل يداح داضم ب نرأ PE
راعتسم مس/اتاطحال م	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
عاونأل	ناسن
(ناسن) نجلل فرع م	1374
دضتسم ل	(NP_001867.2) يرش ب ال CPT1A نم 520-720 ةني مألل ضامألل عم قفاوت ي لسلسل يولخل يوتحي recombinant يجامدنل نيوتوب
ردصم ل	ب نرأ
ةئفل	ةل يسننل يداح داضم
قبطت ل	(ايالخل ل خاد) يولخل قفدتل سايقل
عطاقت الم لعافت ل	ناسن
SWISS	P50416
نيوتوب ل نرو	88kDa
نحش ل	جلت سيك