

ق ف د ت ل ير ش ب ال Flt3/Cd135 ل ة ل ي س ن ال ي د ا ح ا د ا ض م ب ن ر ا P e ا ي ا ل خ ل - P36888

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0009707



ة م د ق م

PE عم ق ف ا ر ت م ب ن ر ا ل نم ة ي ب س ن ال ي د ا ح ا د ا ض م
(FLK2, STK1). ير ش ب ال Flt3/Cd135 ف د ه ت س ي
ا ي ا ل خ ل ق ف د ت ل ه ت ي ح ا ل ص نم ق ق ح ت ل م ت
م د ل ل ة ن و ك م ل ا ي ع ذ ج ل ا ي ا ل خ ل ل ي ل ح ت ل ب س ا ن م
م د ل ا ن ا ط ر س ث ا ح ب ا و ة ي ف ل س ل ا ي ا ل خ ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	ير ش ب ال Flt3/Cd135 ل ة ل ي س ن ال ي د ا ح ا د ا ض م ب ن ر ا PE
ر خ ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
ع ا و ن ا ل	ن ا س ن ا
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	2322
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	2322
د ص ت س م ل	(NP_004110.2) ير ش ب ال Flt3/Cd135 نم 27-163 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا ح ا ل ا عم ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر ا
ة ف ا	ة ل ي س ن ال ي د ا ح ا د ا د ا
ق ي ب ط ت ل	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل	ن ا س ن ا
SWISS	P36888
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	108KDa/113kDa
ن ح ش ل	ج ل ت ة ب ي ق ح