


يرش ب ال IgA1 - ل داضم ي بنرأ ة ل س ن ال دي ح و داضم مسج P01876 - ي ق ف د ت ال ي ول خ ال س ا ي ق ل ل Pe - ل ا ب ن ر ت ق م

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0011612



ة م د ق م

ل ا ب ن ر ت ق م ي بنرأ ة ل س ن ال دي ح و داضم مسج
IgA1 ل ة ت ب ا ث ال ة ق ط ن م ال ف د ه ت س ي P E
ي ق ف د ت ال ي ول خ ال س ا ي ق ل ل ص ص خ م ي ر ش ب ال
ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا (ف ل ت ؤ م ل ا د ص ت س م ل ا ن م ض ي
IgA1 ة ي ع ر ف ال ة ل ي ص ف ل ل ة ي ص و ص خ (99-353
ة ي ر ش ب ال ت ا ن ي ع ال ل ي ل ح ت ب س ا ن ي و

دي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل
ج ن ن م ل م س ا	PE ل ا ب ن ر ت ق م ي ر ش ب ال IgA1 ل داضم ي بنرأ ة ل س ن ال دي ح و داضم مسج
ل ي د ب م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	IgA1
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا ل ل) ن ي ج ل ا ق ر ع م	3493
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ال IgA1 ن ي ت و ر ب ن م 353 ل ل 99 ن م ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ال ة د ي ح و ة د ا ض م ل ا م ا س ا ح أ ل ا
ق ي ب ط ت ا ل ا	FC
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ا ل ا	ن ا س ن ا
ز م ر S W I S S	P01876
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ا د و ل ي ك 42 / ن و ت ا د و ل ي ك 38
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك