


يرشب ال Lamp1/Cd107A - داضم ةل س ن ال يداح أ ي ب ن ر أ Pe P11279 - ةيولخل ل خاد ايلخل قفدتل

رصنع ال مقرر: CM0010330



ةمدقم

PE عم قفارت م ب ن ر أ ن م ةل س ن ال يداح أ داضم
يرشب ال (CD107a, LAMPA, LGP120) فدهتسي
ايلخل قفدتل هتحص ن م ققحتل م
يركس ني تورب ن ع فشكي .ةيولخل ل خاد
نوك ت ي ف كراشي موسوسيل ل ءاشغل
ةيمسلاو ،يتاذل ماهتلال او ،موسوسيل ل
NK ايلخل ةيولخل

ديزمل افرع

لماعم ال	ةمي ال
جتنم ال مس	يرشب ال Lamp1/CD107a - داضم ةل س ن ال يداح أ ي ب ن ر أ PE
راعتسم مس/اتاطحال م	LAMPA; CD107a; LGP120
عاون ال	ناسن
نيج ال فرع م	3916
نيج ال فرع م	3916
دصتسم ال	(NP_005552.3) يرشب ال Lamp1/CD107a م 29-382 ةي نيم ال ا صامح ال عم قفاوتي لسلسل تي ل ع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن ني تورب
ردصم ال	ب ن ر أ
ةفلا	ةل س ن ال يداح أ داضم
قبطت ال	FC (ةيولخل ل خاد)
عطاقت ال لعافت ال	ناسن
SWISS	P11279
نيتورب ال نزو	38kDa/45kDa
نحش ال	جلت سيك