


يرشب ال Tim-3/Havcr2 دض ةل س ن ال يداح ا داض م ب ن ر أ Pe Fc - Q8Tdq0 ةي ن ق ت ل

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0008423



ة م د ق م

PE عم ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ن م ةي و س ن ال يداح ا داض م ن م ق ق ح ت ل م ت ، يرشب ال TIM-3/HAVCR2 دض . ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ي ف ه م ا د خ ت س ا ل ه ت ح ص ي ل ا ث م . (aa 22-200) ب ي ك ر ت ل د ا ع م د ض ت س م ق ا ه ر ا و ةي ع ا ن م ل ش ي ت ف ت ل ط ا ق ن ث ا ح ب أ ل ةي ا ت ا ل ا ي ا ل خ ل .

دي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	يرشب ال TIM-3/HAVCR2 دض ةل س ن ال يداح ا داض م ب ن ر أ PE
ة ر ا ع ت س م ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
ع و ن ل	ن ا س ن ا
م ن ج ل ف ر ع م (ن ا س ن ا)	84868
م ن ج ل ف ر ع م	84868
د ض ت س م ل	(NP_116171.3) يرشب ال TIM-3/HAVCR2 ن م 22-200 ةي ن م ا ل ا ض ا ح ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ل	ةل س ن ال يداح ا داض م م ا س ا ح ا
ق ي ب ط ت ل	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ع ا ف ت ل	ن ا س ن ا
SWISS	Q8TDQ0
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	33kDa
ح ش ل	ج ل ت س ي ك