


Pe Rabbit Anti-Human/Monkey Cd14 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P08571

رقص نعل مقرر: CM0008826



مقدم

ةق فارتم بنراً نم ةليسنل ةديحو ةداضم ماسجاً
سوغلومونيسل درقو يرشبل CD14 دض PE عم
سايق في مادختسال اهتحص نم ققحتل مت
لـ كراشم لبقتسم وه CD14. يولخل قفدتل
ةيرطلل ةعانمل طساوي، يريتكلبل LPS
ةيدعمل صارمألو ةعانمل ملع ثايل لثام

ديزل فرعا

لماعل	هميقل
جت نمل مسا	PE Rabbit anti-Human/Monkey CD14 mAb
راعست مس/اتاطحال م	CD14
عاونال	Human
GeneID (Human)	929
GeneID	929
دضتسملا	(NP_000582.1) يرشبل CD14 نم 20-352 ةينمأل صارمألو عم قفاوتي لسلست يل يوتحي بيكرتل داعم يجامدنا نيوتورب بيكرتل داعم نيوتورب
ردصملا	Rabbit
ةئفل	Monoclonal Antibodies
قبيطتل	FC
عطاقم لعاقل	Human, Cynomolgus
SWISS	P08571
نيوتوربل نزو	40kDa
نحشلا	Ice bag