


Pe - J- Fc - J- يدرق/يرشب CD20 - ل- ةل س ن ل د ح و د ا ض م ب ن ر أ P11836

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0011218



ة م د ق م

PE عم ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ل د ح و د ا ض م ن م ق ق ح ت ل م ت ، (MS4A1) يدرق/يرشب CD20 د ض ا ي ا ل خ ل ا ب ص ا خ . ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل ه ت ح ص د و ر ق ع م ب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت ع م ، B ة ي و ا ف م ي ل ل ا ت ا س ا ر د ي ف ي ث ح ب ل ا م ا د خ ت س ا ل ل . ك ا ك م ل ا B . ا ي ا ل خ ل ا

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	يدرق/يرشب CD20 - ل- ةل س ن ل د ح و د ا ض م ب ن ر أ PE
ة ر ا ع ت س م ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	MS4A1; B1; Bp35; CD20; CVID5; LEU-16; MS4A2; S7; ة ي و ا ف م ي ل ل ا ي ا ل خ ل ا د ض ت س م ;
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م ن ا س ن ا (ن ا س ن ا) ف ر ع م	931
م ن ا س ن ا ف ر ع م	931
د ض ت س م ل ا	(NP_068769.2) يرشب ل ا CD20 م 100-200 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ا ص ا د ي ت ب ب ا ي ع ا ن ط ا ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل س ن ل د ح و د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ك ا ك م ل ا د و ر ق ، ن ا س ن ا
SWISS	P11836
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	14kDa/33kDa
ج ن ح ل ا	ج ل ت س ي ك