


درق ل/يرش ب ال Cd64 - ل داضم ب نرأ ةل س ن ال يداح أ داضم مسج P12314 - يولخ ال قفدت ال سايق ل Pe - ب نرتقم

رصنع ال مقرر: CM0008729



ةمدقم

PE - ب نرتقم ب نرأ ةل س ن ال يداح أ داضم مسج
درق ل/يرش ب ال CD64 دض براق ت ال يلاع
يولخ ال قفدت ال سايق ل ه ن م قق ح ت م (FcγRI)
ةصاخ ال IgG تالبقتسم فئاطو ةساردل يلاثم
عانم ال ي ف مبال ب ال/ةديحول ال ايلخ ل اب
ةي في ك ت ل او ةيرط ف ال

ديزم ال فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
ج ن م ال م سا	PE - ب نرتقم درق ل/يرش ب ال CD64 - ل داضم ب نرأ ةل س ن ال يداح أ داضم مسج
رخ أ ءام س/ات اطاح ال م	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
ع و ن ال	يرش ب
ن ج ال فرع م	2209
يعانم ال دصتسم ال	فلتؤم ني تورب
ردصم ال	ب نرأ
ة ف ال	ةل س ن ال ةيداح أ داضم ماسج أ
ق ب ط ت ال	ق (FC) يولخ ال قفدت ال سايق
ع طاق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ك ا ك م ال درق ، يرش ب
SWISS	P12314
ن ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ال ن ز و ل ا	نوتلاد وليك 43
ح ش ال	ج ل ت س ي ك