


J- Nanog داضم Pe ةلېسننل ديحو بنراً داضم مسج

يرأفل/يرشب ال - Q80Z64

ررضننل مقرر: CM0009320



ةمدقم

نم PE ب نرتقم ةلېسننل ديحو داضم مسج وهو، يرأفل او يرشب ال Nanog فدهتسي بنراً ال ةمهأ وذكوب ويموه ال ةلئاع نم خسن لماع قفدتل ممصم. تاردقل ددعت يف ةمساح ايلخل ثاحبأ يف (FC) ايلخل لخد يولخل يروطت ال ءايحال ملعو ةيعنجل.

ديزمل فرعا

رايعم ال	ةمقيل
جتنم ال مسا	يرأفل/يرشب ال J- Nanog داضم Pe ةلېسننل ديحو بنراً داضم مسج
تافدارم/اتاطحال الم	ENK: Stm1: ecat4: 2410002E02Rik
عون ال	رأفل
نيج ال فّرعم	79923
نيج ال فّرعم	71950
يعانم الدضتسم ال	يرأفل Nanog نم 160-305 ةنيمال ضامحال رطانم لسلسل ىلع يوتحي فلنؤم يجامدن نيوترب (NP_082292.1)
ردصم ال	بنرال
ةفء	ةلېسننل ةديحو داضم الم اسجال
قبيطت ال	FC (ايلخل لخد)
بلصم ال لعافت ال	رأفل، اناسنل
SWISS	Q80Z64
نوتوربال نزو	نوتالاد وليك 34
نحش ال	جلت سيك