

Pe - Fc - قيرطال Cd162/Psgl-1 رافل ةل س ن ل ي د ا ح ا د ا ض م ب ن ر ا Pe - Q3Ta56

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0012568

ة م د ق م

PE - ب ط ب ت ر م ب ن ر ا ل ا ن م ة ي ب س ن ل ل ي د ا ح ا د ا ض م ن م ق ق ح ت ل م ت ، ي ر ا ف ل ال CD162/PSGL-1 د ض . ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ي ف ه م ا د خ ت س ا ل ه ت ح ص د ا ع م ن ي ت و ر ب د ض ت س م ع م ، ر ا ف ل ا ب ص ا خ 18-320 ة ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ي ط غ ي ب ي ك ر ت ل . ت ا ب ا ه ت ل ا ل ا و ة ع ا ن م ل ا م ل ع ث ا ح ا ل ب س ا ن م .

دي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ة م ي ق ل
ح ت ن م ل م س ا	CD162/PSGL-1 رافل ةل س ن ل ل ي د ا ح ا د ا ض م ب ن ر ا PE
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
ع و ن ل	رافل
م ج ل ا ف ر ع م (ن ا س ن)	6404
م ج ل ا ف ر ع م	20345
د ض ت س م ل ا	CD162/PSGL-1 ي ر ا ف ل ال 18-320 ة ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_033177.3)
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل	ةل س ن ل ل ي د ا ح ا د ا د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل	رافل
SWISS	Q3TA56
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	44kDa
ح ش ل	ج ل ت س ي ك