

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd34 Monoclonal Antibody For Fc - Q64314

رقم المنتج: CM0010280

مقدمة

PE-labeled rabbit monoclonal antibody against mouse CD34, validated for flow cytometry (FC). Suitable for studying hematopoietic stem/progenitor cell adhesion and early hematopoiesis. Reacts with mouse CD34. UniProt: Q64314.

الفرع

الاسم	الوصف
اسم المنتج	PE Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
معلومات عامة	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
الأنواع	Mouse
GeneID (Human)	947
GeneID	12490
معلومات المنتج	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 35-287 of mouse CD34 (NP_598415.1)
المنشأ	Rabbit
النوع	Monoclonal Antibodies
تطبيقات	FC
نوع الخلية المستهدفة	Mouse
SWISS	Q64314
الوزن الجزيئي	41kDa
التخزين	Ice bag