

يرأف ال Cd47 دض ب نرأ ن م ةل س ن ال ة يداح ة داض م ماسج أ
Q61735 - ي ب ا ي س ن ال ي ر ت م و ت ي س ل ل Pe ب ة ي م س ت ال ة ج و د ز م
ر ص ن ع ال م ق ر : CM0010063

ة م د ق م

CD47 دض ب نرأ ن م ةل س ن ال ي داح ة داض م ماسج م اد خ ت س ال ل Pe ب ة ي م س ت ال ج و د ز م (IAP) يرأف ال ن م ق ق ح ت ال م ت . ي ب ا ي س ن ال ي ر ت م و ت ي س ل ل ي دض ت س م ف د ه ت س ي و ، ة يرأف ال ت ا ن ي ع ل ل ه ت ح ص ق ا ص ت ال ي ف ك ر ا ش م ال ض ي ب ال ت ا ي ر ك ل ل ح ط س ي . UniProt Q61735. م ي ظ ن ت ال و ا ي ا ل خ ال

دي ز م ال ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ال م س ا	PE Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
ع و ن ل	رأف
م ج ال ف ر ع م (ن ا س ن ا)	961
م ج ال ف ر ع م	16423
دض ت س م ال	CD47 يرأف ال (NP_034711.1) م ن 19-135 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ال د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ل	ة ل س ن ال ة يداح ة داض م ماسج أ
ق ي ب ط ت ال	FC
ع ط ا ق ت م ال ا ع ا ف ت ال	رأف
SWISS	Q61735
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	35kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك