

## Cd50/Icam-3 رافل داضم بنراً ةلېسنل يداحاً داضم مسج يولخل قفدتل سايقول Pe عم قفارت (Icam-5/Telencephalin) - Q60625

رصنعل مقرر: CM0006018

### ةمدقم

قفارت مبنرال نمةلېسنل يداحاً داضم مسج  
CD50/ICAM-3 (ICAM-  
5/Telencephalin) فدهتسي PE عم  
سايقول هنم ققحتُم، رافلل  
قاصتل ثاحبال للاثم. يولخل قفدتل  
نمةلېسنل ةعانمل ملعو ةلېصلل  
CamelBio.

### ديزمل فرع

| رايعل              | ةمقلا                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مسا         | PE عم قفارت CD50/ICAM-3 رافلل داضم بنراً ةلېسنل يداحاً داضم مسج                         |
| رخأ ءامسأ/اطاحام   | TLN; CD50; Tlc; Icam3; ICAM-3; ICAM-5                                                   |
| فدهتسملا يجل نئاكل | رافل                                                                                    |
| م (ناسنل) يجل فرع  | 7087                                                                                    |
| م (رافل) يجل فرع   | 15898                                                                                   |
| يعانملا دصتسملا    | NP_032345.2 رافلل CD50/ICAM-3 نم 32-227 ةلېسنل يداحاً داضم بنراً ةلېسنل يداحاً داضم مسج |
| ردصملا             | بنراً                                                                                   |
| ةفلا               | ةلېسنل يداحاً داضم ماسج                                                                 |
| قبطتل              | يولخل قفدتل سايق                                                                        |
| عطاقتل لعاقل       | رافل                                                                                    |
| SWISS              | Q60625                                                                                  |
| نوتولاد وليك       | 97                                                                                      |
| نحشلا              | جلت سيك                                                                                 |