

دض Pe - ب نرتقۇم ال ب نرأل ن م ةل س ن ال د ح و داض م س ج Cd82 - P40237 ق ف د ت ل اب ي و ل خ ال س ا ي ق ل ل ي ر أ ف ال

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0004410

ة م د ق م

نرتقۇم ال ب نرأل ن م ةل س ن ال د ح و داض م س ج
س ا ي ق ل ل ص ص خ م ي ر أ ف ال CD82 دض Pe - ب
CD82 ن ي ت و ر ب ي ل ع ف ر ع ت ي . ق ف د ت ل اب ي و ل خ ال
ك ر ا ش ي ء ا ش غ ل ر ب ع ي ع ا ب ر ن ي ت و ر ب و ه و ، ي ر أ ف ال
ي و ل خ ال ق ا ص ت ل ال ، ي ع ا ن م ل م ي ط ن ت ل ي ف
ل ي ل ح ت ل ب س ا ن م . ة ي و م د ل ة ي ع و أ ل ن ي و ك ت و
ن ا ر ئ ف ل ي د ل ي ل ك ل و ل ا ح ط ل ا ي ا ل خ

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ال	ة م ي ق ل ا
ج ن ن م ل م س ا	PE Rabbit anti-Mouse CD82 mAb
ء ا م س أ ل / ا ت ا ط ح ال م ة ر ا ع س ت م ل	C33; IA4; Kai1; Tspan27
ع و ن ل ا	ر أ ف
م (ي ر ش ب) ن ج ي ل ف ر ع م	3732
ن ج ي ل ف ر ع م	12521
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	ي ر أ ف ال CD82 ن ي ت و ر ب ل 266 ي ل ا 1 ن م ة ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ع م ق ف ا و ت ي ن ي م أ ل ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_001258390.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ال ة د ي ح و ة د ا ض م ل ا م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف
ز م ر SWISS	P40237
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 30
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك